



HÆNDER



OVERFLADE



SPECIALOMRÅDER



INSTRUMENTER

GREEN & CLEAN

**Desinficering
Rengøring
Hygiejne**

 **METASYS**



GREEN&CLEAN HD

Plejende, hygiejnisk præparat til desinfektion af hænder samt til kirurgisk desinfektion af hænder og underarme

- højkvalitative alkoholer forhindrer udtørring af huden
- Dermatologisk godkendelse (Dermaconsult GmbH)
- uden parfume
- bevarer hudens naturlige pH-værdi
- Euroflasker kan sættes i alle almindelige vægdispensere
- DGHM og RKI registrering
- CE 0408

Virkningspektrum

begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I), bakteriedræbende middel/ svampedræbende middel, tuberkulose-dræbende middel

Reference

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
 PD Dr. med. F.-A. Pitten
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Virkningstid

- Hygiejnisk desinfektion: Gnid hænderne ind i 3 ml GREEN&CLEAN HD og lad det virke i 30 sekunder.
- Kirurgisk desinfektion: Gnid hænder og underarme ind i 10 ml GREEN&CLEAN HD og lad det virke i 3 minutter.

Bestillingsnumre

- Euroflaske 500 ml, Bestillingsnr.: 60030162
- Euroflaske 1000 ml, Bestillingsnr.: 60030161
- Genopfyldningssæt 2, dunk 5 l, Bestillingsnr.: 60030063
- Genopfyldningssæt 3, 6 x 1000 ml euroflasker, Bestillingsnr.: 60030069
- Genopfyldningssæt 4, 6 x 500 ml euroflasker, Bestillingsnr.: 60030070



GREEN&CLEAN HL

Plejende håndvaskelotion med bredspektret antimikrobiologisk virkning

- Bredspektret antiseptisk virkning
- Alkalifri, pH-neutral
- Underbygger hudens naturlige syrebeskyttelse
- Forebygger hudirritationer
- Med allantoin som hudplejesubstans

Reference

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Bestillingsnumre

- Euroflaske 1 l, Bestillingsnr.: 60030151
- Introduktionssæt, 5 x 750 ml flaske + doseringsflaske, Bestillingsnr.: 60030051
- Genopfyldningssæt 1, 6 x 750 ml flasker, Bestillingsnr.: 60030052
- Genopfyldningssæt 2, dunk 5 l, Bestillingsnr.: 60030053



GREEN&CLEAN HW

Plejende håndvaskelotion med naturlige plejестoffer

- pH-værdi 5,6, tilpasset hudens naturlige beskyttelseslag
- Ved hyppig vask modvirker de fugtgivende midler udtørring af huden
- Meget velegnet til følsom hud
- Naturlige plejemidler af sukkerroeeekstrakt

Bestillingsnumre

- Euroflaske 1 l, Bestillingsnr.: 60030141
- Introduktionssæt, 5 x 750 ml flaske + doseringsflaske, Bestillingsnr.: 60030041
- Genopfyldningssæt 1, 6 x 750 ml flasker, Bestillingsnr.: 60030042
- Genopfyldningssæt 2, dunk 5 l, Bestillingsnr.: 60030043



VÆGDISPENSER

- langt håndtag, til HD, HL, HW 1000 ml + 1 x euroflaske HD, Bestillingsnr.: 40200101
- kort håndtag, til HD, HL, HW 500 ml + 1 x euroflaske HD, Bestillingsnr.: 40200104



GREEN&CLEAN HC

Plejende håndcreme på mandeloliebasis, vitamin B og E

- Plejende håndcreme på mandeloliebasis, vitamin B og E
- med naturlig mandelolie, vitamin B og E
- Eget til følsom hud
- plejer huden og styrker neglene
- bliver hurtigt absorberet og fedter ikke

Bestillingsnumre

- 6 x 100 ml tube, Bestillingsnr.: 60030120
- Start, 1 x 100 ml tube, Bestillingsnr.: 60030122
- Prøver, 43 x 30 ml tube i karton, Bestillingsnr.: 60030124



UDLØBSHANE

- Udløbshane til 5 l dunk, Bestillingsnr.: 40200017

Beskyttelse, transiente bakterier, nosokomial infektion, desinficering af hænder

Vores hud virker som beskyttelse mod omverden. Tør, skrøbelig og revnet hud reducerer kroppens beskyttende funktion. For at kunne beskytte denne naturlige barriere mod patogener, er det vigtigt, at give den rigtige pleje!

Håndhygiejne er en af de vigtigste procedurer for at opnå en tilfredsstillende infektionsprofylakse!

Til daglig kommer du hele tiden i kontakt med transiente bakterier. Talrige undersøgelser viser, at hænderne er den vigtigste overførselsmulighed for patogener. Desinficering af hænderne er afgørende for forebyggelsen mod nosokomiale infektioner. Omfattende håndhygiejne kan reducere antallet af "erhvervede" infektioner med op til 40 %!

Korrekt håndhygiejne bidrager til at undgå hudproblemer! Derfor gælder følgende: Desinficer hænderne i stedet for at vaske dem! (med undtagelse af tilsnævning) Sørg for, at dit desinficeringsmiddel til hænderne ikke gør huden tør, skrøbelig og revnet. Lad hænderne tørre helt, før du ifører dig handsker.

Desinficer hænderne – men gør det korrekt!**Tips til effektiv desinfektion af hænderne**

- Sørg for at have rene, korte, ulakerede fingerne
- Bær ikke smykkegenstande
- Gnid en tilstrækkelig mængde alkohol desinfektionsmiddel godt ind i de tørre hænder (holdes fugtige i mindst 30 sekunder, ved kirurgisk desinfektion 3-5 min).

Hygiejnisk desinfektion af hænderne

- Før forberedelse af arbejdspladsen inden for behandlingsområdet
- Efter vedligeholdelse af arbejdspladsen
- Før på- og aftagning af handsker
- Før og efter ikke-kirurgisk behandling

Kirurgisk desinfektion af hænder

- Før omfattende kirurgiske indgreb

Teknik til hygiejnisk desinfektion af hænder

1. Håndflade på håndflade



2. Håndflade på håndflade med flettede, spredte fingre



3. Håndflade over håndryg med spredte fingre



4. Fingrenes yderside (flettet) på den anden håndflade



5. Tommeltotten gnides i cirkelbevægelser i den anden lukkede håndflade



6. Fingerspidser gnides i cirkelbevægelser på den anden håndflade



GREEN&CLEAN SD

Alkoholbaseret spraydesinfektion til overflader, instrumenter og medicinske apparater (f.eks. overflader på dentalenheder, der ikke er følsomme over for sprit. Det kan f.eks. være rulleborde, opbevaringssystemer)

- kort aktionstid
- Brugsfærdig desinfektionsopløsning
- Langtidsvirkning forhindrer efterfølgende bakterie- og virusvækst
- Formaldehydfri
- drypfri sprøjtehoved
- DGHM/VAH og OEGHMP registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I): 30 sekunder
- bakteriedræbende middel/ svampedræbende middel: 1 minut
- tuberkulosedræbende middel: 5 minutter

Reference

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Højteknologisk kombination af additiver

Alkoholer, kvartær ammoniumforbindelse og glyoksal

Bestillingsnumre

- Introduktionssæt, 5 x 750 ml poser + 1 x 750 ml sprøjteflasker, Bestillingsnr.: 60030001
- Genopfyldningssæt 1, 6 x 750 ml poser, Bestillingsnr.: 60030002
- Genopfyldningssæt 2, 1 x 5 l dunk, Bestillingsnr.: 60030003
- Genopfyldningssæt 3, 2 x 750 ml poser + 1 x 750 ml sprøjteflasker, Bestillingsnr.: 60300001
- Udløbshane til 5 l dunk, Bestillingsnr.: 40200004



GREEN&CLEAN WD

Alkoholbaseret desinfektions-servietter (138 x 190 mm) til små flader, instrumenter og medicinske apparater (f.eks. hånd- og vinkelstykker)

- kort aktionstid
- Langtidsvirkning forhindrer efterfølgende bakterie- og virusvækst
- med hygiejnisk sikkerhedsforsegling
- Formaldehydfri
- Desinfektionsopløsning DGHM/VAH og OEGHMP registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I): 30 sekunder
- bakteriedræbende middel/ svampedræbende middel: 1 minut
- tuberkulosedræbende middel: 5 minutter

Reference

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Højteknologisk kombination af additiver

Alkoholer, kvartær ammoniumforbindelse og glyoksal

Bestillingsnumre

- Start, 1 x dåse med 120 servietter, Bestillingsnr.: 60030018
- Introduktionssæt, 1 x dåse med 120 servietter, 3 x 120 servietter, Bestillingsnr.: 60030011
- Genopfyldningssæt, 6 x 120 servietter, Bestillingsnr.: 60030012



GREEN&CLEAN MT

Ekstra store desinficerende vådservietter (290 x 270 mm). Desinficerende spritopløsning til desinficering af store overflader på medicinske enheder (f.eks. overflader på dentalenheder, der ikke er følsomme over for sprit. Det kan f.eks. være rulleborde, opbevaringssystemer)

- kort aktionstid
- Brugsfærdig desinfektionsopløsning
- Langtidsvirkning forhindrer efterfølgende bakterie- og virusvækst
- Formaldehydfri
- Desinfektionsopløsning DGHM/VAH og OEGHMP registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I): 30 sekunder
- bakteriedræbende middel/ svampedræbende middel: 1 minut
- tuberkulosedræbende middel: 5 minutter

Reference

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
 Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen
 Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich

Højteknologisk kombination af additiver

Alkoholer, kvartær ammoniumforbindelse og glyoksal

Bestillingsnumre

- Start, 1 x dispenserspand med 70 servietter, 1 x SD 750 ml pose, Bestillingsnr.: 60030091
- Introduktionssæt 1, 1 x dispenserspand med 70 servietter + 5 x 70 servietter + 6 x SD 750 ml poser, Bestillingsnr.: 60030093
- Introduktionssæt 2, 1 x dispenserspand med 70 servietter + 6 x 70 servietter + 1 x SD 5 l dunk, Bestillingsnr.: 60030094
- Genopfyldningssæt 1, 2 x 70 servietter, Bestillingsnr.: 60030095
- Genopfyldningssæt 2, 1 x dispenserspand med 70 servietter + 5 x 70 servietter, Bestillingsnr.: 60030092

Tips til rigtig dosering



1. Anvend altid koldt vand!



2. Overhold indvirkningstiden! Overhold anvendelsestiden!



GREEN&CLEAN SK

Desinficerende skum uden sprit til desinficering af overfladerne på medicinske enheder (f.eks. spritfølsomme overflader på dentalenheder som f.eks. enhedshåndtag, imiteret læder, plastoverflader)

- alkohol-fri
- kort aktionstid
- Brugsfærdig desinfektionsopløsning
- Langtidsvirkning forhindrer efterfølgende bakterie- og virusvækst
- Særligt egnet til alkoholfølsomme overflader
- Aldehyd-, fenol- og fosfatfri
- Desinfektionsopløsning DGHM/VAH registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- HBV/HIV/HCV: 1 minut
- bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel: 1 minut

Reference

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre

- Start, 1 x 750 ml sprøjteflasker med skummer,
Bestillingsnr.: 60030110
- Introduktionssæt, 6 x 750 ml sprøjteflasker + 2 x skummer,
Bestillingsnr.: 60030111
- Genopfyldningssæt, 1 x 5 l dunk,
Bestillingsnr.: 60030112



MÅLEBÆGER

- Målebæger RD N,
Bestillingsnr.: 40200016



GREEN&CLEAN MK

Ekstra store desinficerende vådservietter (290 x 270 mm). Desinficerende opløsning uden sprit til desinficering af store overflader på medicinske enheder (f.eks. spritfølsomme overflader på dentalenheder som f.eks. enhedshåndtag, imiteret læder, plastoverflader)

- alkohol-fri
- Brugsfærdig desinfektionsopløsning
- Særligt egnet til alkoholfølsomme overflader
- Langtidsvirkning forhindrer efterfølgende bakterie- og virusvækst
- Aldehyd-, fenol- og fosfatfri
- Desinfektionsopløsning DGHM/VAH registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- HBV/HIV/HCV: 1 minut
- bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel: 1 minut

Reference

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre

- Start, 1 x dispenserspand med 70 servietter + 1 x SK 750 ml flaske,
Bestillingsnr.: 60030130
- Introduktionssæt 1,
1 x dispenserspand med 70 servietter
+ 6 x 70 store servietter
+ 1 x GREEN&CLEAN SK 5 l dunk,
Bestillingsnr.: 60030131



GREEN&CLEAN RD N

Materialeskånende koncentrat til desinfektion af afvaskelige flader og genstande som klinikinventar og medicinske apparater (f.eks. spritfølsomme overflader på dentalenheder)

- alkohol-fri
- Kan anvendes på de fleste materialer
- Egnet til acryl- og plexiglas
- 5 l koncentrat giver 2000 l brugsopløsning ved 0,25 % anvendelse
- Aldehydfri
- DGHM/VAH og OEGHMP registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type 1):
0,5% opløsning: 30 minutter,
1% opløsning: 15 minutter
- bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel:
0,25% opløsning: 4 timer,
0,5% opløsning: 1 time,
1% opløsning: 30 minutter,
1,5% opløsning: 15 minutter
- tuberkulosedræbende middel:
2% opløsning: 1 time,
3% opløsning: 30 minutter,
4% opløsning: 15 minutter

Reference

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse,
alkylamin

Bestillingsnumre

- 4 x 500 ml flaske + målebæger 100 ml,
Bestillingsnr.: 60030023
- 1 x 5 l dunk,
Bestillingsnr.: 60030028
- Udløbshane til 5 l dunk,
Bestillingsnr.: 40200004





GREEN&CLEAN M2

Dobbelt, aktiv skumdæmpende konzentrat til desinfektion og rengøring af sugelanlæg og amalgamudskillere

- Dobbelt system (rød/grøn) mod bakterieresistens
- Aktiv skumdæmpende og fremragende rengøringseffekt
- Enkel håndtering gennem doseringsdispenser med flot design
- Meget miljøvenlig
- Kan anvendes på de fleste materialer
- Enzymatisk nedbrydning af proteiner
- Ideel til samtlige amalgamudskillere og vand-luft-separationer
- DGHM/VAH registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- HBV/HIV: 1% opløsning: 1 time
- bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel:
1% opløsning: 15 minutter
- tuberkulosedræbende middel:
1% opløsning: 1 time

Reference

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Højteknologisk kombination af additiver

Alkylamin, kvartær ammoniumforbindelse og enzymer

Bestillingsnumre

- Introduktionssæt,
2 x 480 ml + doseringsdispenser,
Bestillingsnr.: 60010001-BL
- Genopfyldningssæt 1,
4 x 480 ml poser (320 anvendelser),
Bestillingsnr.: 60010002
- Genopfyldningssæt 2,
2 x 480 ml poser (160 anvendelser),
Bestillingsnr.: 60010003
- GREEN&CLEAN M2 rød,
25 x 480 ml poser,
Bestillingsnr.: 60010030
- GREEN&CLEAN M2 grøn,
25 x 480 ml poser,
Bestillingsnr.: 60010031
- Doseringsdispenser GREEN&CLEAN M2,
Bestillingsnr.: 40200001-BL
- Opgraderingssæt til GREEN&CLEAN M2-
dispenser til 3 sugehaner,
Bestillingsnr.: 40200002



GREEN&CLEAN H1

Desinfektions- og rengøringskoncentrat på enzymatisk basis til anvendelse af METASYS-hygjenesystem H1

- Aktiv skumdæmpende effekt
- optimal rensningseffekt ved hjælp af enzymer
- CE 0408

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse, specielle tensider, enzymer

Bestillingsnumre

- 4 x 500 ml poser,
Bestillingsnr.: 60010021



GREEN&CLEAN MB

Praktisk rengøringsbørste på citronsyre- og enzymbasis til grundig rengøring af spytfontæne

- Opløser kalk- og farveaflejringer
- Enzymerne opløser protein
- Ideel til samtlige amalgamudskillere

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse, tensider og enzymer

Bestillingsnumre

- Start, 1 x 180 ml dispenseringsflaske med børste,
Bestillingsnr.: 60020005
- Introduktionssæt, 2 x 500 ml flasker + 2 dispenseringsflasker + 2 børster,
Bestillingsnr.: 60020001
- Genopfyldningssæt 1,
4 x 500 ml flasker + 4 børster,
Bestillingsnr.: 60020002
- Genopfyldningssæt 2,
4 x 500 ml flasker,
Bestillingsnr.: 60020004
- 4 x reservebørster,
Bestillingsnr.: 60020008
- Dispenseringsflaske med børste, tom,
Bestillingsnr.: 60020009



GREEN&CLEAN IK

Brugsfærdig desinfektionsspray til spray- og kølekanaler fra hånd- og vinkelstykker samt turbiner

- kort aktionstid
- sikker anvendelse ved formonteret adapter
- en flaske rækker til ca. 300 gange, a ca. 2 sekunders sprøjtninger
- en universal adapter for alle koblinger af hånd- og vinkelstykker og specifikke adaptere til turbiner af de mest almindelige producenter
- Erstatte ikke olie, spray, der anbefales af producenten!
- Desinfektionsopløsning DGHM/VAH registreret
- Producent godkendt (W&H, Sirona)
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type 1): 15 sekunder
- bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel: 2 minutter
- tuberkulosedræbende middel:
2 minutter

Reference

Prof. Dr. med. M. Rotter, Wien
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Højteknologisk kombination af additiver

Alkoholer, kvartær ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre

- 2 x 200 ml sprøjteflasker inkl. formonterede adaptere
- Adaptere til hånd- og vinkelstykker,
Bestillingsnr.: 60030182
- Turbine W&H,
Bestillingsnr.: 60030183;
- Turbine Bien Air,
Bestillingsnr.: 60030184;
- Turbine KaVo,
Bestillingsnr.: 60030185;
- Turbine Sirona,
Bestillingsnr.: 60030186;
- Turbine Castellini,
Bestillingsnr.: 60030187;
- Turbine NSK,
Bestillingsnr.: 60030188;
- Turbine Sirona T1 Classic,
Bestillingsnr.: 60030189



1. Dosering, 6 ml



2. Bland med vand, 600 ml



3. Sugning, 200 ml i hver



4. Tøm resten af de 200 ml i blandingsbeholderen ud i spytfontænen, 200 ml



GREEN&CLEAN AD

Brugsfærdig løsning til desinfektion og rengøring af samtlige materialer til aftrykstagning og protetisk arbejde

- kort aktionstid
- form stabilitets certifikat (Fresenius Institute)
- Anvendelig til alginater, silikone, polyether, hydrokolloider og aftryksske
- Ingen indflydelse på aftryksmaterialernes overfladekvalitet og dimensionsforhold
- Fremragende rengøringseffekt
- Stor materialevenlighed
- Formaldehyd- og fenolfri
- Anvendelsestid: 7 dage
- DGHM/VAH registreret
- CE 0408

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I): 5 minutter
- bakteriedræbende middel/ svampedræbende middel: 5 minutter
- tuberkulosedræbende middel: 5 minutter

Reference

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
 Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse, alkylamin og tensider

Bestillingsnumre

- 1 x dunk 5 l, Bestillingsnr.: 60030074



DESINFEKTIONSKAR

1,25 l, afdækning og afdrøpningsindsats

- Bestillingsnr.: 40200015



GREEN&CLEAN WK

2 % færdiglavet opløsning baseret på brintoverilte til rensning af behandlingsvand og forebyggelse mod kalkaflejring i rørsystemerne på dentalenhederne

- Bredspekret virkning
- Forebyggelse af biofilm
- ingen opbygning af resistens er muligt
- Hæmmer kalkaflejring, forhindrer kalkdannelse
- Beskytter hånd- og vinklestykker
- CE 0408



GREEN&CLEAN OX3/OX6

3% / 6% færdiglavet opløsning baseret på brintoverilte til rensning af behandlingsvand og forebyggelse mod kalkaflejring i rørsystemerne på dentalenhederne

- Bredspekret virkning
- Forebyggelse af biofilm
- ingen opbygning af resistens er muligt
- Hæmmer kalkaflejring, forhindrer kalkdannelse
- Til dentalenheder med vandrensningsystemer, der kræver brintoverilte på 3 eller 6 %

Aktivt stof WK / OX3 / OX6

Brintoverilte

Bestillingsnumre WK / OX3 / OX6

- **WK:** Genopfyldningsæt 1, 4 x 750 ml flasker, Bestillingsnr.: 60040100
- **WK:** Genopfyldningsæt 2, 6 x 1000 ml flasker, Bestillingsnr.: 60040101
- **OX3:** 6 x 1000 ml flasker, Bestillingsnr.: 6040400
- **OX6:** 6 x 1000 ml flasker, Bestillingsnr.: 6040401



GREEN&CLEAN BR

4 % brintoverilteopløsning til fjernelse af biofilm i vandrør i dentalenheden

- Effektiv fjernelse af biofilm på kun 30 minutter
- Enkel påføring via farvet opløsning
- Anbefalet til renovering af dentalenheder samt før installation af vandrensningsystem
- CE 0408

Aktivt stof

Brintoverilte

Bestillingsnumre

- 2 x 1000 ml flasker, Bestillingsnr.: 60040300



GREEN&CLEAN XR

Fremkalder- og fikseringsopløsninger

- Enkel og hurtig blanding
- Optimal billedkvalitet: testet med alle gængse røntgenfilm
- Konstante fremkaldelsesresultater over hele anvendelsestiden
- CE 0408

Til de følgende fremkaldelsesmaskiner

- DÜRR AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 PRO, XR 24 NOVA
- Phillips, Clarimat Super SII / III
- Velopex DE 260 (4 I), Clarimat GX 300 (4 I)
- Girardelli X-20, X-24

Bestillingsnumre

- METASYS DENTAL XR: 2 x fremkalderkoncentrat + 2 x fikseringskoncentrat til hver 5 liter brugsfærdig opløsning, Bestillingsnr.: 10110001





GREEN&CLEAN ID N

Koncentrat til desinfektion og rengøring af instrumenter, bor, endoskoper og medicinprodukter

- Ekstraordinær rengørings effekt
- Anvendelig til fleksible og stive samt til termolabile og -stabile instrumenter
- 5 l koncentrat giver 500 l brugsopløsning ved 1% anvendelse
- Forhindrer korrosion til beskyttelse af dine instrumenter
- Eget til anvendelse i ultralydsbad
- Aldehyd- og fenolfri
- Anvendelsestid: 7 dage
- Anbefaling fra endoskopproducenten Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen (Tyskland)
- Godkendt af NTI-Kahla (Rotary Dental Instruments)
- DGHM/VAH registreret
- CE 0408



GREEN&CLEAN ID N

Reference

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
 Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
 Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Højteknologisk kombination af additiver

Kvartær ammoniumforbindelse, alkylamin, korrosionsinhibitorer

Bestillingsnumre

- 4 x 500 ml flasker + målebæger, Bestillingsnr.: 60030033
- 1 x 5 l dunk, Bestillingsnr.: 60030034
- Målebæger GREEN&CLEAN ID N, Bestillingsnr.: 40200003
- Udløbshane til 5 l dunk, Bestillingsnr.: 40200004



DESINFEKTIONSKAR, STORT

4 l, afdækning og afdrypningsindsats

- Bestillingsnr.: 40200008



DESINFEKTIONSKAR, LILLE

1,25 l, afdækning og afdrypningsindsats

- Bestillingsnr.: 40200015

Virkningsspektrum/virkningstid

- begrænset virusdræbende effekt (f.eks. HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus Type I):
 1 % opløsning: 15 minutter
- bakteriedræbende middel/
 svampedræbende middel:
 0,25% opløsning: 30 minutter,
 1% opløsning: 5 minutter
- tuberkulosedræbende middel:
 1% opløsning: 1 time,
 2% opløsning: 15 minutter,
 7,5% opløsning: 5 minutter



BORDESINFEKTIONSBEHOLDER

200 ml, afdækning og afdrypningsindsats

- Bestillingsnr.: 40200013



- Desinficering
- Kompressorer
- Sugsystemer
- Vanddesinfektion
- Amalgamseparatorer
- Genbrug

METASYS ... makes the difference!

www.metasys.com - info@metasys.com

METASYS Medizintechnik GmbH
 Florianistraße 3, A-6063 Rum bei Innsbruck
 Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

GERMANY
METASYS Medizintechnik GmbH
 Ahornstraße 19
 85614 Kirchseeon
 Phone: +49 2236 37 42 42

FRANCE
METASYS France S.a.r.l.
 9, bd E. Michelet
 69008 Lyon
 Phone: +33 4 37 90 22 15

ITALY
DENTAL ECO SERVICE ITALIA S.R.L.
 Florianistraße 3
 6063 Rum bei Innsbruck
 Phone: +39 045 981 4477