

Nem vedligeholdelse af vandsystemer med A-dec ICX®

ICX-tabletter fra A-dec® til vedligeholdelse af vandsystemer er en unik og effektiv løsning til vedligeholdelse af vandsystemer i dentalenheder. Først og fremmest er ICX utroligt nemme at bruge. Du skal bare lægge en tablet i den tomme vandflaske før påfyldning. Når tabletten opløses, frigør den stoffer i vandet, som modvirker dannelsen af bakterier, der afgiver dårlig lugt og smag. Det er hverken nødvendigt at måle eller blande – brusetabletten gør arbejdet for dig.*

Med hver behandling arbejder ICX kontinuerligt i vandet. Det beskytter vandsystemet mod yderligere forurening og reducerer (eller overflødiggør) behovet for hyppige totalrensninger. Og da koncentrationen af stoffer i vandet er meget lav, er ICX uskadelig for medarbejdere, patienter og udstyr. Så med ICX er vedligeholdelsesplanen for dit vandsystem er ikke bare let og effektiv – den er også sikker.

*På samme måde som for alle andre vedligeholdelsesplaner for vandsystemer forudsætter et optimalt resultat, at producentens anvisninger overholdes.



ICX-tabletter til vandbehandling findes til 0,7 liter flasker og 2 liter flasker. Tabletterne er praktisk emballerede med individuel indpakning. Ingen måling, blanding eller efterfølgende oprydning.



a-dec® ICX®



Funktioner og fordele

Brugervenlighed

- Specialudviklet brusetablet
- Praktisk emballage til enkeltdosis: Læg blot tabletten ned i en tom vandflaske, og fyld op

Effektiv behandling og beskyttelse mod gammelt vand

- Holder dentalenhedens vandsystem og flasker rene
- Forhindrer bakterier, der fremkalder dårlig smag og lugt
- Reducerer dannelse af belægninger
- Befinder sig konstant i vandet og er dermed en forebyggende og proaktiv løsning – ikke blot reaktiv
- Forbliver aktivt i op til to uger – selv i systemer, der ikke er i brug
- Overflødig gør tømning af vandsystem efter arbejdstid
- Uafhængige kliniske effektivitetsundersøgelser*:
 - Journal of Clinical Dentistry
JCD 2004, Vol. XV, nr. 1, side 17-21
 - Journal of the American Dental Association
JADA juni 2004, Vol. 135, side 799-805.

Binding

- Kompatibel med tandopbygningsmaterialer og påvirker ikke materialernes bindingsevne
- Uafhængige kliniske undersøgelser om dentinbinding*:
 - Journal of Clinical Dentistry
JCD 2004, Vol. XV, nr. 1, side 28-32.

Kontakt din autoriserede A-dec-forhandler i dag for priser og levering.

* Hvis du ønsker kopier af uafhængige kliniske undersøgelser eller yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til A-dec-kundeservice: 1.800.547.1883 (internationalt: 1.503.538.7478).

Din lokale forhandler kan også være behjælpelig.

** Du finder dataark om materialesikkerhed (MSDS) online på www.a-dec.com

PRODUKTINFORMATION

Sikkerhed**

- Korroderer ikke dentalt udstyr
- Uskadelig for patienter og brugere: godkendt af den amerikanske føde- og lægemiddelstyrelse (FDA 510(k)), EPA-registreret 79662-1
- Ingen lugt eller smag
- Indeholder tre aktive hovedingredienser: natriumperoxocarbonat, sølvnitrat, kationaktive overfladestoffer

Distribution, emballage og anvendelse

- Distribueres udelukkende gennem A-dec's verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere
- Tabletterne findes til flaskestørrelser: 0,7 liter og 2,0 liter
- Den enkelte tablet er folieemballeret og findes i pakninger med 50 stk.
- Økonomisk i brug: lave årlige omkostninger
- Anslået forbrug:
 - (baseret på 1 behandlingsrum, 1 stk. 2 liter flaske pr. dag, 1,5 stk. 0,7 liter flaske pr. dag, 16 dage pr. måned)
 - ~ 2 måneder pr. pakning med 50 stk. 0,7 liter tablet
 - ~ 3 måneder pr. pakning med 50 stk. 2 liter tablet

Dansk importør:
ab dental service A/S
A. C. Illumsvej 27
8600 Silkeborg



(c) 2008 A-dec Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
85.6093.00 Rev. C
www.a-dec.com